

**Agente neutralizzante ProCare Lab 30 c****Miele**

Agente neutralizzante ProCare Lab 30 c. Liquido, acido (a base di acido citrico), versatile, libero da tensioattivi, fosfati. Buona protezione dei materiali e per residui solubili in acido. Adatto per: acciaio inossidabile, vetreria da laboratorio, ceramica, plastica (PE, PP, PVDF, PTFE) e adatto anche per la neutralizzazione di alluminio non-anodizzato. Non adatto per: leghe leggere e metalli non ferrosi, parti nichelate e cromate, alluminio anodizzato; non adatto nemmeno per il prelavaggio acido di alluminio non anodizzato.



Code	Description	Packaging
LLG06281519	Agente neutralizzante ProCare Lab 30 c, Tipo Tanica, Capacità 5 Litri	1 pz
LLG06281520	Agente neutralizzante ProCare Lab 30 c, Tipo Tanica, Capacità 10 Litri	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

