

**Mini-termometro digitale****Testo**

Mini-termometro digitale. Per una misurazione rapida e precisa. Piccolo e maneggevole. Adatto per misurazioni ad immersione / penetrazione con astuccio di protezione per la sonda o come termometro per misure a contatto, con superficie di misura Ø 14. Con batteria. Precisione: -50 / -10 °C, risoluzione 2 °C -10 / +100 °C risoluzione 1 °C 100 / +200 °C risoluzione 2% del val.mis. 200 / +250 °C risoluzione 3% del val.mis.



| Code        | Description                                | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| LLG06235640 | Mini-termometro, -50/+150°C, lungh. 133 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

