

**Bunsen elettrico BA6101****Electrothermal**

Bunsen elettrico BA6101. Bunsen elettrico che unisce i vantaggi di un bruciatore a gas regolare con il pulito, facile funzionamento dell'Electromantles. Il Bunsen elettrico è ideale per riscaldamento di provette, crogioli, piccole fiasche e bicchieri, indipendentemente dalla loro forma. Elemento di riscaldamento a forma conica che dirige il calore radiante verso la cavità superiore. Calandra superiore che devia il calore lontano dalla mano. La circolazione dell'aria dal corpo ventilato mantiene la base abbastanza fresca per poterla tenere durante l'uso. Resistente alla corrosione.

Caratteristiche

Potenza assorbita: 400 W

Dimensioni (diam.x H): 120x177 mm

Peso: 0.5 kg

Range temperatura: da 800 a 1000 °C



Code	Description	Packaging
LLG04011122	Bunsen elettrico BA 6101/C	1 pz
LLG09018691	Bunsen elettrico BA 6101	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

