

**Imbuti, acciaio inossidabile Remanit® 4301****RSG**

Imbuti, acciaio inossidabile Remanit® 4301. Con sfiato di riempimento e manico.



Code	Description	Packaging
LLG04661801	Imbuti, acciaio inossidabile Remanit 4301, Ø imbuto 100 mm, H 125 mm	1 pz
LLG04661834	Imbuti, acciaio inossidabile Remanit 4301, Ø imbuto 250 mm, H 240 mm	1 pz
LLG04661835	Imbuti, acciaio inossidabile Remanit 4301, Ø imbuto 200 mm, H 210 mm	1 pz
LLG04661836	Imbuti, acciaio inossidabile Remanit 4301, Ø imbuto 150 mm, H 180 mm	1 pz
LLG04664420	Imbuti, acciaio inossidabile Remanit 4301, Ø imbuto 50 mm, H 65 mm	1 pz
LLG06274315	Imbuti, acciaio inossidabile Remanit® 4301, Ø imbuto 80 mm, Altezza 105 mm, Con manico	1 pz
LLG09251213	Imbuti, acciaio inossidabile Remanit® 4301, Ø imbuto 120 mm, Altezza 140 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

