

**Dinamometro HCB****Kern & Sohn**

Dinamometro HCB. La soluzione maneggevole per i carichi elevati.

- Ideale per rapida pesata di controllo al ricevimento e spedizione merci
- Funzione Data Hold: per leggere in tutta comodità il valore della pesata, è possibile congelare il display in vari modi: automaticamente all'arresto della bilancia o manualmente premendo il tasto Hold
- Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold), frequenza di misurazione 5 Hz
- Display LCD, altezza cifre 12 mm
- Pronta all'uso: batterie 3 x 1.5 V AA di serie, autonomia fino a 300 h
- Dimensioni (LxPxH): 80x45x150 mm
- Peso: 400 g



Code	Description	Packaging
LLG06201752	Bilancia elettronica HCB 200K500, portata 200 kg, precisione 500 g	1 pz
LLG06206835	Bilancia elettronica HCB 20K10, portata 20 kg, precisione 10 g;	1 pz
LLG06225876	Bilancia elettronica HCB 50K20, portata 50 kg, precisione 20 g;	1 pz
LLG06230356	Bilancia elettronica HCB 200K100, portata 200 kg precisione 100 g	1 pz
LLG07616709	Bilancia elettronica HCB 50K100, portata 50 kg, precisione 100 g	1 pz
LLG07650037	Bilancia elettronica HCB 100K200, portata 100 kg, precisione 200 g	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

