

**Imbuti Urbanti in TPX per filtrazione rapida****Bel-Art Products**

Imbuti Urbanti in TPX per filtrazione rapida. TPX chiaro. Per filtrazioni rapide. Con nervature impresse interne. Autoclavabili. Resistenti fino a 177 °C.



| Code        | Description                                                                                                                        | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09251391 | Imbuti Øsup. 51 mm, Øint./est. gambo 3/7,5 mm, per carta filtro Ø75-90 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 CONF. O MULTIPLI DI 2 CONF. | 1 pz      |
| LLG09251392 | Imbuti Øsup. 70 mm, Øint./est. gambo 3/7,5 mm, per carta filtro Ø110-125 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 6 PZ O MULTIPLI DI 6 PZ.    | 1 pz      |
| LLG09251393 | Imbuti Øsup. 70 mm, Ø int./est. gambo 7/10 mm, per carta filtro Ø110-125 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz O MULTIPLI DI 2 pz     | 1 pz      |
| LLG09251394 | Imbuti Øsup. 100 mm, Øint./est. gambo 7/10 mm, per carta filtro Ø150-185 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 4 pz O MULTIPLI DI 4 pz     | 1 pz      |
| LLG09251395 | Imbuti Øsup. 140 mm, Øint./est. gambo 10/16 mm, per carta filtro Ø240-270mm                                                        | 1 pz      |
| LLG09251396 | Imbuto Øsup. 196 mm, Øint./est. gambo 20/26 mm, per carta filtro Ø320-385mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz O MULTIPLI DI 2 pz     | 1 pz      |