

**Imbuti Urbanti in TPX per filtrazione rapida****Bel-Art Products**

Imbuti Urbanti in TPX per filtrazione rapida. TPX chiaro. Per filtrazioni rapide. Con nervature impresse interne. Autoclavabili. Resistenti fino a 177 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09251391	Imbuti Øsup. 51 mm, Øint./est. gambo 3/7,5 mm, per carta filtro Ø75-90 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 CONF. O MULTIPLI DI 2 CONF.	1 pz
LLG09251392	Imbuti Øsup. 70 mm, Øint./est. gambo 3/7,5 mm, per carta filtro Ø110-125 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 6 PZ O MULTIPLI DI 6 PZ.	1 pz
LLG09251393	Imbuti Øsup. 70 mm, Ø int./est. gambo 7/10 mm, per carta filtro Ø110-125 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz O MULTIPLI DI 2 pz	1 pz
LLG09251394	Imbuti Øsup. 100 mm, Øint./est. gambo 7/10 mm, per carta filtro Ø150-185 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 4 pz O MULTIPLI DI 4 pz	1 pz
LLG09251395	Imbuti Øsup. 140 mm, Øint./est. gambo 10/16 mm, per carta filtro Ø240-270mm	1 pz
LLG09251396	Imbuto Øsup. 196 mm, Øint./est. gambo 20/26 mm, per carta filtro Ø320-385mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz O MULTIPLI DI 2 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

