

**Imbuti per fusti, PP / PE-HD****VITLAB**

Imbuti per fusti, PP / PE-HD. Trasparenti. Flusso rapido grazie all'angolazione a 60° delle pareti. Pratico manico per appenderli. Adatti per versare grosse quantità di liquido. Gli imbuti Cod. LLG09251640, LLG09251645 e LLG09251650 sono adatti per contatto con alimenti secondo la Direttiva CE No. 10/2011. Sono disponibili setacci per i codici LLG09251640 e LLG09251645 (non approvati per alimenti), da ordinare separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09251640	Imbuto per fusti, Ø 200 mm, Ø stelo 22 mm, lungh. 90 mm h 200 mm, in PP	1 pz
LLG09251645	Imbuto per fusti, Ø 250 mm, Ø stelo 30 mm, lungh. 100 mm h 260 mm, in PP	1 pz
LLG09251650	Imbuto per fusti, Ø 350 mm, Ø stelo 35 mm, lungh. 170 mm, h 440 mm, in PP	1 pz
LLG09251655	Imbuto x fusti, Ø 400 mm, Ø stelo 42 mm, lungh. 150 mm, h 365 mm, in PE-HD	1 pz
LLG09251660	Imbuto x fusti, Ø 430 mm, Ø stelo 37 mm, lungh. 420 mm, h 420 mm, in PE-HD	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

