

**Imbuti con giunto standard, PP****VITLAB**

Imbuti con giunto standard, PP. Trasparente. Per palloni a più colli, inclinati lateralmente, adatti per colli con giunti standard di varie dimensioni. Adatti per il versamento di reagenti liquidi o in polvere in palloni di reazione, specialmente per caricamento in palloni a più colli, durante la reazione. Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo la Direttiva No. 10/2011.



| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09251814 | Imbuto con smerigliatura a sfera, Ø imbuto 40 mm, h 75 mm, NS 14 / 23  | 1 pz      |
| LLG09251819 | Imbuto con smerigliatura a sfera, Ø imbuto 50 mm, h 95 mm, NS 19 / 26  | 1 pz      |
| LLG09251829 | Imbuto con smerigliatura a sfera, Ø imbuto 75 mm, h 135 mm, NS 29 / 32 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

