

**Semi maschere, serie 4000 Plus, pronte all'uso****3M**

Semi maschere, serie 4000+, pronte all'uso.

I respiratori serie 4000+ della 3M sono un range di semi-maschere pronte all'uso, senza manutenzione, con inserito un filtro studiato per protezione effettiva e comoda contro una combinazione di diversi gas, vapori e particolati pericolosi prodotti dall'industria. La tecnologia unica del filtro fornisce un design di basso profilo, studiato per avere un campo visivo indisturbato e rendere il lavoro più confortevole.

Caratteristiche e benefici:

- Design di basso profilo per migliore visione periferica;
- Design leggero, ben bilanciato;
- Materiale morbido, anallergico, con tenuta facciale strutturata;
- Costruzione in un solo pezzo, senza manutenzione;
- Posizione centrale della valvola di esalazione per rimozione effettiva di calore e umidità dall'interno della maschera;
- Cinghia per il collo facile da fissare;
- Utilizzare fino a che non si danneggia, fino a che il filtro particolato non si intasa e il filtro gas non si satura;
- Ottima compatibilità con gli occhiali panoramici di sicurezza 3M tipo 2890 e 2890SA.



Code	Description	Packaging
LLG06312033	Semi maschere 4251+ FFA1P2 R D 10xTLV per gas/vapori 12xTLV per particelle	1 pz
LLG06312034	Semi maschere 4255+ FFA2P3 R D 10xTLV per gas/vapori 50xTLV per particelle	1 pz
LLG06312035	Semi maschere, 4277+, Livello di protezione FFABE1P3 R D, Limiti d'utilizzo 10 x TLV per gas/vapori 50 x TLV per particelle	1 pz
LLG06312036	Semi maschere, 4279+, Livello di protezione FFABEK1P3 R D, Limiti d'utilizzo 10 x TLV per gas/vapori 50 x TLV per particelle	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

