

**Provette economiche per centrifuga, PP****LLG Labware****Provette economiche per centrifuga, PP**

- Con tappi piatti in PE
- Con fondo conico (15 e 50 ml) o con fondo auto-portante (50 ml)
- Graduazioni nere del volume, di facile lettura
- Con larga area scrivibile smerigliata
- Graduazioni incise al fondo conico di ogni provetta
- Velocità max. di rotazione fino a 12000 x g per provette con fondo conico e 6000 x g per provette autoportanti
- Autoclavabili a 121 °C e congelabili fino a -80 °C
- A tenuta
- Prive di metalli pesanti, pirogeni ed endotossine
- Prive di DNase e RNase
- Asettiche o sterili



Code	Description	Packaging
LLG04668482	Provette per centrifuga, PP, 15 ml, sterili, conica, H 119,6 mm	500 pz
LLG04668483	Provette per centrifuga, PP, 50 ml, sterili, conica , H 113,9 mm	500 pz
LLG04668486	Provette per centrifuga, PP, 50 ml, sterili, con orlo , H 116,5 mm	500 pz
LLG06270403	Provetta per centrifuga, PP, non sterile, 15 mL, conica , h 119,6 mm	500 pz
LLG06270404	Provetta per centrifuga, PP, non sterile, 50 mL, conica , h 113,9 mm	500 pz
LLG06270405	Provetta per centrifuga, PP, non sterile, 50 mL, con orlo , h 116,5 mm	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

