

**Campionatore QuickPicker, acciaio inossidabile V4A o PP****Bürkle**

Campionatore QuickPicker, in acciaio inossidabile V4A o PP. Particolarmente adatto per solidi granulari prelevati direttamente da sacchetti o grandi sacchi, che devono essere inseriti nel flacone di campionamento senza passaggi intermedi. Impiego e pulitura semplicissimi. Forma senza spigoli che impedisce la formazione di residui di campioni e contaminazioni incrociate con campioni successivi. Completo di spazzola di pulizia e due flaconi da 250 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06205458	Campionatore Quick-Picker, in PP, lungh. 500 mm, inserimento 300 mm, 75 ml	1 pz
LLG09303850	Campionatore Quick-Picker, in V4A, lungh. 500 mm, inserimento 300 mm, 75 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

