

**Contenitore per pipette****BOCHEM**

Contenitore per pipette. Quadrato. Acciaio 18/10. Impilabile. Protezione in silicone sulla base e sul coperchio. Dimensioni del tub o 70 x 70 mm. Sterilizzabile fino a 205°C.



Code	Description	Packaging
LLG09010781	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 210 mm, adatto per pipette 202 mm	1 pz
LLG09010782	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 290 mm, adatto per pipette 282 mm	1 pz
LLG09010783	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 340 mm, adatto per pipette 332 mm	1 pz
LLG09010784	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 435 mm, adatto per pipette 427 mm	1 pz
LLG09010785	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in Acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 490 mm, Adatto per pipette 482 mm	1 pz