

**Contenitore per pipette****BOCHEM**

Contenitore per pipette. Quadrato. Acciaio 18/10. Impilabile. Protezione in silicone sulla base e sul coperchio. Dimensioni del tub o 70 x 70 mm. Sterilizzabile fino a 205°C.



Code	Description	Packaging
LLG09010781	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 210 mm, adatto per pipette 202 mm	1 pz
LLG09010782	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 290 mm, adatto per pipette 282 mm	1 pz
LLG09010783	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 340 mm, adatto per pipette 332 mm	1 pz
LLG09010784	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 435 mm, adatto per pipette 427 mm	1 pz
LLG09010785	Scatole per sterilizzazione pipette, quadrate, in Acciaio inossidabile 1.4301, Larghezza 70 mm, Profondità 70 mm, Altezza 490 mm, Adatto per pipette 482 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

