

**Guanti protettivi Criogenici CRYOKIT 4, CRYOKIT 55**

tec-lab

**Guanti protettivi Criogenici CRYOKIT 400, CRYOKIT 550**

Adatti a tutti i lavori con azoto liquido e altri gas criogenici fino a ca.  $-196^{\circ}\text{C}$ .

Protegge da freddo e ustioni da contatto in caso di perdite di gas liquido. Il guanto impermeabile è fatto di un tessuto elastico e laminato speciale.

Isolamento interno: tessuto multistrato poliestere (410 g / m<sup>2</sup>) e membrana poliolefina porelle.

Secondo le normative EN 511, EN 420, EN 388, Cat III. Attenzione: Non previsto per l'immersione in azoto liquido o altri criogenici liquidi.

1 paio per confezione



Code	Description	Packaging
LLG06270632	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 7, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270633	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 8, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270634	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 9, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270635	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 10, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270636	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 11, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270637	Guanti per basse temperature Cryokit550, misura 8, lungh. 550 mm	2 pz
LLG06270638	Guanti per basse temperature Cryokit550, misura 9, lungh. 550 mm	2 pz
LLG06270639	Guanti per basse temperature Cryokit550, misura 10, lungh. 550 mm	2 pz
LLG06270640	Guanti per basse temperature Cryokit550, misura 11, lungh. 550 mm	2 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

