

**Contenitore per pipette****ISOLAB**

Contenitore per pipette. Costituito da due parti in alluminio che, in base alla lunghezza delle pipette, si incastrano una dentro l'altra. Si può utilizzare il contenitore per pipette standard con lunghezza da 280 a 420 mm, mentre il contenitore per le pipette Pas teur corte con lunghezza da 145 a 235 mm. Utile e conveniente per la sterilizzazione e la conservazione di pipette. Tappetino in silicone spessore 2mm Previene il danneggiamento delle pipette durante il carico e il trasporto. Diametro 58mm. Fornito singolarmente, o ogni box ne richiede 2.



Code	Description	Packaging
LLG09010770	Tappetino in silicone , Lungh. Variabile mm, Ø int. 58 mm	1 pz
LLG09010800	Contenitore per pipette , Lungh. Variabile 280 - 420 mm, Ø int. 60 mm	1 pz
LLG09010801	Contenitore per pipette , Lungh. Variabile 145 - 235 mm, Ø int. 60 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

