



Eprouvette en polypropylène classe B, graduations bleues moulées, forme haute

VITLAB

Eprouvette en polypropylène classe B, graduations bleues moulées, forme haute

Hautement transparent.

Avec graduation bleue en relief et graduation principale pour les volumes principaux.

Calibrée "In". Tolérances classe B selon DIN 12681 / ISO 6706.

Pied hexagonal offrant une grande stabilité. L'exposition à des températures supérieures à 80 °C peuvent affecter la précision. Afin de préserver les graduations, ne pas nettoyer à des températures supérieures à 60 °C. Conforme usage alimentaire (convient pour contact avec des denrées alimentaires, conformément à la réglementation (EC) n ° 10/2011).



Code	Description	Packaging
LLG09274408	Eprouvette en polypropylène classe B, C	1 pz
LLG09274409	Eprouvette en polypropylène classe B, C	1 pz
LLG09274410	Eprouvette en polypropylène classe B, C	1 pz
LLG09274411	Eprouvette en polypropylène classe B, C	1 pz
LLG09274412	Eprouvette en polypropylène classe B, graduations bleues moulées, forme haute, Cap. 250 ml, Grad. 2,00 ml, Tolérance $2,0 \pm \text{ml}$, Ø 44 mm, Hauteur 315 mm	1 pz
LLG09274413	Eprouvette en polypropylène classe B, graduations bleues moulées, forme haute, Cap. 500 ml, Grad. 5,00 ml, Tolérance $5,0 \pm \text{ml}$, Ø 58 mm, Hauteur 360 mm	1 pz
LLG09274414	Eprouvette en polypropylène classe B, graduations bleues moulées, forme haute, Cap. 1000 ml, Grad. 10,00 ml, Tolérance $10,0 \pm \text{ml}$, Ø 69 mm, Hauteur 440 mm	1 pz
LLG09274415	Eprouvette en polypropylène classe B, graduations bleues moulées, forme haute, Cap. 2000 ml, Grad. 20,00 ml, Tolérance $20,0 \pm \text{ml}$, Ø 97 mm, Hauteur 482 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

