

**Barattoli a bocca larga, PET****Behr**

Barattoli a bocca larga, PET. Trasparenti con tappo in PP bianco. Per alimenti. Rotondi, tranne il volume da 2000ml che è quadrato.



Code	Description	Packaging
LLG06242746	Flacone, PET, con tappo, 1 L, Øtappo 110mm, Øflacone 125mm, h c/tappo 130mm	10 pz
LLG09103136	Flaconi PET, 100 ml, Ø chiusura 70 mm, Ø 74 mm, h con tappo 38 mm	10 pz
LLG09103137	Flaconi PET, 250 ml, Ø chiusura 70 mm, Ø 85 mm, h con tappo 75 mm	10 pz
LLG09103138	Flaconi PET, 500 ml, Ø chiusura 82 mm, Ø 88 mm, h con tappo 108 mm	10 pz
LLG09103140	Flaconi PET, 2000 ml, Ø chiusura 100 mm, Ø 133 mm, h con tappo 181 mm	10 pz
LLG09103148	Flaconi PET, 2500 ml, Ø chiusura 100 mm, Ø 135 mm, h con tappo 211 mm	10 pz
LLG09103149	Flaconi PET, 3000 ml, Ø chiusura 100 mm, Ø 145 mm, h con tappo 211 mm	10 pz

