

**Sistema da vuoto portatile, CP1 - CP2****KGW**

Sistema da vuoto portatile, CP1 - CP2. Sistema con due trappole di condensazione che possono essere azionate in parallelo o alternativamente. Il sistema consiste in un'intelaiatura di alluminio montata su ruote bloccabili, con un ripiano più basso di appoggio in P E, per la pompa da vuoto, ed uno alto in PE per contenere le due trappole. Riescono a stoccare un volume di condensazione pari a circa 150 ml. I giunti sferici sono ermeticamente sigillati con O-ring rivestiti in FEP. Fornito senza pompa. L'assemblaggio standard è studiato per utilizzo con LN2 come refrigerante. Quando si utilizza CO2 e acetone si prega di ordinare 2 x griglie CO2 (cod. 9.032 081).



Code	Description	Packaging
LLG09881380	Sistema da vuoto portatile, con manometro	1 pz
LLG09881381	Sistema da vuoto portatile, senza manometro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

