

**Termometro digitale tascabile TLC 700****EBRO**

Termometro digitale tascabile TLC 700. Il pratico termometro pieghevole TLC 700 è adatto per misurare la temperatura interna durante il trasporto, lo stoccaggio e il ricevimento della merce. Grazie alla sonda a penetrazione pieghevole, il termometro a tenuta stagna (IP 65) può essere tenuto in modo sicuro. Lo strumento si caratterizza principalmente per le piccole dimensioni ed il largo display ed è fornito con certificato di calibrazione.

Caratteristiche

Range di misura/Risoluzione: da -30 a +220°C / 0.1°C

Accuratezza: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (da -30 a +100°C) $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (range rimanente)

Sonda: 70 mm

Tipo di batteria: 1 x 3V (CR 2032)

Dimensioni (L x P x H): 118 x 33 x 15mm

Peso: circa 41 g



Code	Description	Packaging
LLG09908018	Termometro digitale tascabile TLC 700	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

