

**Micropipette Transferpettor volume fixe****BRAND****Micropipette Transferpettor volume fixe**

Pour le pipetage simple et propre de milieux difficiles.

La pipette Transferpettor fonctionne selon le principe du déplacement positif, idéale pour le pipetage de :

- Milieux très visqueux jusqu'à 140.000 mm<sup>2</sup>/s (selon la taille de l'appareil)
- Milieux avec une pression élevée de vapeur jusqu'à 500 mbars (alcools, éthers, hydrocarbures etc.)
- Milieux de densité élevée jusqu'à 13,6 g/cm<sup>3</sup> (par exemple le mercure et l'acide sulfurique)
- Milieux qui tendent à mousser (solutions tensioactives)
- Plage de température d'emploi: 15 °C à 40 °C

Les capillaires et les pointes peuvent être ré-utilisés de nombreuses fois grâce à un mouillage résiduel faible. Coûts de fonctionnement et déchets réduits.

**Toutefois**, dans les cas où aucune contamination n'est permise (milieu radioactif, infectieux...), la Transferpette® Brand est recommandée (pipette à déplacement d'air pour un travail confortable avec des pointes jetables.)

**La livraison comprend:** Transferpettor, marquage DE-M, avec certificat de qualité. Capes en verre (en PP sur demande), pistons/joints en PTFE.



| Code        | Description                                                        | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09280696 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 1 µl, Grad. - µl   | 1 pz      |
| LLG09280697 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 2 µl, Grad. - µl   | 1 pz      |
| LLG09280700 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 5 µl, Grad. - µl   | 1 pz      |
| LLG09280701 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 10 µl, Grad. - µl  | 1 pz      |
| LLG09280702 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 20 µl, Grad. - µl  | 1 pz      |
| LLG09280703 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 25 µl, Grad. - µl  | 1 pz      |
| LLG09280705 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 50 µl, Grad. - µl  | 1 pz      |
| LLG09280710 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 100 µl, Grad. - µl | 1 pz      |
| LLG09280720 | Micropipette Transferpettor volume fixe, Volume 200 µl, Grad. - µl | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

