

**Sistema manuale InKjel M di digestione rapida a IR****Behr**

Sistemi per digestione rapida InKjel con regolazione manuale della potenza e riscaldamento diretto del campione tramite sorgente a raggi infrarossi (1500 W).

- Sorgente a raggi infrarossi al quarzo con picco a 830°C entro 1 min.
- Riscaldamento particolarmente uniforme in tutte le posizioni.

Tutti i sistemi InKjel sono dotati completamente con mensole multi-livello, unità di estrazione fumi, rack per campioni e contenitori in vetro per digestione.

Configurazioni disponibili:

- 6 provettoni per digestione cad. da 250 ml
- 12 provettoni per digestione cad. da 250 ml
- 12 provettoni per digestione cad. da 250 ml
- 4 provettoni per digestione cad. da 500 ml
- 4 provettoni per digestione cad. da 750 ml



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09843757 | Sistema digestione rapido a IR InKjel 1210 M, per 12 provettoni da 100 ml | 1 pz      |
| LLG09843768 | Sistema digestione rapido a IR InKjel 450 M, per 4 provettoni da 500 ml   | 1 pz      |
| LLG09843769 | Sistema digestione rapido a IR InKjel 475 M, per 4 provettoni da 750 ml   | 1 pz      |
| LLG09843770 | Sistema digestione rapido a IR InKjel 625 M, per 6 provettoni da 250 ml   | 1 pz      |
| LLG09843771 | Sistema digestione rapido a IR InKjel 1225 M, per 12 provettoni da 250 ml | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

