

**Supporto per coni di sedimentazione Imhoff****Bürkle**

Supporto per coni di sedimentazione Imhoff. Il supporto per imbuto di sedimentazione viene utilizzato per mantenere, supportare o conservare coni Imhoff in modo sicuro e affidabile durante la sedimentazione. Lo stativo a due posti tiene in modo stabile e sicuro gli imbuto in posizione assolutamente verticale. E' adatto per imbuto con diametro 90 mm o superiore. Grazie ad un innovativo concetto magnetico non sono necessarie pinze avvitate. L'altezza del supporto può essere regolata facilmente ed in modo flessibile con una mano. Con gli accessori adatti il supporto per imbuto Imhoff può diventare un supporto per tutti i tipi di imbuto.

- PP, acciaio cromato
- Altezza regolabile fino a 450 mm
- Per imbuto con diametro 90 mm o superiore



Code	Description	Packaging
LLG06201027	Supporto per 2 coni di sedimentazione Imhoff	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

