

**Membrane di trasferimento PROTRAN®****Cytiva**

Membrane di trasferimento PROTRAN®. Nitrocellulosa pura con elevata stabilità meccanica - estremamente maneggevole; la nitrocellulosa garantisce la più alta capacità legante. Per il trasferimento di proteine e di DNA/RNA. Ottimo il rapporto segnale/rumore.



Code	Description	Packaging
LLG06263053	Membrana di trasferimento, Protran 30 cm x 4 m, in nitrocelulosa, 0,45 μm	1 pz
LLG06267735	Membrane di trasferimento PROTRAN®, NC, dim. 30 cm x 4m	1 pz
LLG09057144	Membrana di trasferimento Protran NC, BA 83 dim. 300x600 mm pori 0,20 μm	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

