



Tappi tipo crimp ND 11, Alluminio, pronti assemblati

LLG Labware

Tappi tipo crimp ND 11, alluminio, pronti assemblati.



Code	Description	Packaging
LLG04001522	Tappo N 11 verde, foro, setto gomma/butile rosso/TEF incol. 45°/A spess.1mm	100 pz
LLG04001559	Tappo N 11 argento, setto PTFE vergine, bianco 53°/D spess.0,25mm	100 pz
LLG06291637	Tappi crimp ND11, Alluminio, foro centro Setto Gomma rossa / PTFE beige	100 pz
LLG06328362	Tappo crimp 11 mm, laccato argento con foro da 5 mm, silicone bianco/PTFE rosso, 45° shore A, 1,3 mm, conf. 100	100 pz
LLG06900233	Tappo N 11 blu, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 45°/A spess.1mm	100 pz
LLG07050759	Tappo N 11 argento, setto PTFE rosso/silic.bianco/PTFE rosso 40°/A spes.1mm	100 pz
LLG07060469	Tappo N 11 argento, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 45°/A spess.1mm	100 pz
LLG07300348	Tappo N 11 rosso, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 45°/A spess.1mm	100 pz
LLG09003441	Tappo N 11 argento, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 60°/A spess.1,3mm	100 pz
LLG09003446	Tappo N 11 argento, setto silicone bianco/PTFE rosso 45°/A spess.1,3mm	100 pz
LLG09003459	Tappo N 11 oro, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 45°/A spess.1mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

