



Chiusure a pressione snap ring ND 11, PE, pronte assemblate

LLG Labware

Chiusure a pressione snap ring ND 11, PE, pronte assemblate.



Code	Description	Packaging
LLG04001544	Tappo N11 trasp., setto silicone bianco/PTFE rosso, 45°/A spess.1,3mm	100 pz
LLG04008256	Tappo N11 trasp., setto silic.bianco/PTFE blu, fessura a +, 55°/A spes.1mm	100 pz
LLG04008257	Tappo N11 blu, setto gomma rossa/TEF incolore 65°/A spess.1mm	100 pz
LLG04008258	Tappo N11 blu, setto silicone bianco/PTFE rosso 55°/A spess.1mm	100 pz
LLG04008259	Tappo N11 blu, setto PTFE rosso/silicone bianco /PTFE rosso 45°/A spes.1mm	100 pz
LLG04008261	Tappo N11 trasparente, setto gomma rossa/PTFE beige 45°/A spess.1mm	100 pz
LLG06073555	Tappo N11 trasp. setto PTFE rosso/silicone bianco/PTFE rosso 45°/A spes.1mm	100 pz
LLG06242212	Tappo N11 blu, setto silicone bianco /PTFE blu, fessura a +, 55°/A spes.1mm	100 pz
LLG06328365	Tappo a pressione, assemblato, 11 mm, in PE trasparente, foro centrale, setto in gomma naturale rossa-arancione/TEF trasparente, durezza 60° shore A, spessore 1.0 mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

