

**Bagni a ultrasuoni Sonorex Digitec DT...F****Bandelin**

Bagni ad ultrasuoni Sonorex Digitec DT...F. Strumento base. Bagni ad ultrasuoni piatti per veloce degasaggio e preparazione dei campioni. Preparazione dei campioni in palloni da laboratorio. Veloce degasaggio dei campioni quando si preme il tasto. Omogeneizzazione. Stessa densità di potenza in tutti i bagni ad ultrasuoni. Risultati riproducibili con bagni di dimensioni diverse. Sonificazione uniforme dei campioni indipendentemente dalla dimensione o dal posizionamento dei palloni. Compresi nella fornitura: DT 510 F, supporto palloni GL 510 F e flacone da 250 ml di TICKOPUR TR 3DT 1028 F, 2 x supporto palloni GL 510 F e flacone da 250 ml di TICKOPUR TR 3. Sono necessarie le molle tipo EK per fissare i palloni in modo semplice e veloce al supporto palloni tipo GL.



Code	Description	Packaging
LLG09877862	Bagno a ultrasuoni vasca 300x240x65 h mm 4,3 L ultrasuoni 560 W eff. 140 W	1 pz
LLG09877863	Bagno a ultrasuoni vasca 500x300x65 mm 9,5 L ultrasuoni 1280 W eff. 320 W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

