

**Omogenizzatore ad ultrasuoni UP200Ht****Hielscher Ultrasonics**

Omogenizzatore ad ultrasuoni UP200Ht. Processatore digitale ad ultrasuoni, 200 watts, frequenza 26kHz (auto-scan), ampiezza 20-100%, impulso 10-100%, utilizzo portatile o su stativo, touch-screen colorato, protetto da funzionamento a secco, giunto in titanio Ø10mm (ampiezza massima al giunto 70mm), illuminazione campione, semplice sostituzione dei Sonotrode, grado IP41, controllo ampiezza o potenza, timer (conto alla rovescia): da 0.1 sec a 99 giorni, arresto quando si è raggiunto l'ingresso di energia finale (Ws, Wh, KWh) autom. Calibrazione della potenza di inattività ampiezza-dipendente, registrazione dati: ampiezza, potenza, tempo, temperatura su ComboCard SD / USB (1GB) interna, visualizzazione e controllo remoto tramite browser su PC/MAC senza installazione software, controllo remoto via PLC, con sensore temperatura, indicazione temperatura: °C/°F (da -50 a +200°C), monitoraggio temperatura, alimentazione 100-240V~, 50-60Hz, grado IP51, alloggiamento in plastica antibatterica, Valigetta per trasporto incluso fissaggio per stativo STH -12 e 3m cavo di rete inclusi.



| Code        | Description                     | Packaging |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| LLG09106620 | Processore a ultrasuoni UP200Ht | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

