

**Unità di estrazione per metodo Randall****Behr**

Unità di estrazione manuale per estrazione a caldo secondo il metodo Randall.

Molto più veloce dell'estrattore Soxhlet convenzionale.

Include un set di ditali d'estrazione da 100 ml.

- Sicurezza ottimale grazie all'unità di estrazione fissata con viti.

Unità di estrazione a posizioni multiple:

- Ogni ditale di estrazione contenente il campione può essere regolato indipendentemente

- L'utilizzatore può abbassare e sollevare tutte le unità di estrazione all'interno/esterno della camera riscaldante con una singola leva

- Ogni posizione riscaldante ha un controllo separato della temperatura



Code	Description	Packaging
LLG09843926	Ditali di estrazione tipo EX 75 HS	25 pz
LLG09843927	Tubi di reazione tipo EB 75	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

