

**Omogenizzatori Potter-elvehjem, vetro borosilicato****GPE**

Omogenizzatori Potter-elvehjem, vetro borosilicato.

- Omogenizzatori Potter-elvehjem, studiati per lavorare con tessuti morbidi
- Mortai in vetro con foro di precisione con un range di capacità da 5.0 a 55 ml
- Asta standard in acciaio inossidabile per uso con un motore elettrico
- Manico opzionale in acciaio inossidabile, per macinazioni manuali
- Tutte le parti sono completamente autoclavabili

Spazio di macinatura tra pestello e mortaio: da 0.076 a 0.126 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06264842	Omogeneizzatore Potter-Elvehjem 5ml, pestello Ø10x250mm	1 pz
LLG06264843	Omogeneizzatore Potter-Elvehjem 10ml, pestello Ø13x250mm	1 pz
LLG06264844	Omogeneizzatore Potter-Elvehjem 15ml, pestello Ø15x250mm	1 pz
LLG06264845	Omogeneizzatore Potter-Elvehjem 30ml, pestello Ø19x250mm	1 pz
LLG06264846	Omogeneizzatore Potter-Elvehjem 55ml, pestello Ø25x250mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

