

**Microprovette Safe-Lock, PP****Eppendorf**

Microprovette Safe-Lock, PP. - Il tappo di chiusura brevettato elimina ogni pericolo di perdita di reagente- Autoclavabili da aperte (a 121°C, per 20 min.)- Apertura e chiusura facile con una mano- Superfici di scrittura opache- Il tappo, a chiusura rapida tramite gancio di sicurezza, evita un'apertura accidentale (es. durante il riscaldamento).- Massima stabilità meccanica per la centrifugazione- Graduatori- Sono disponibili anche microprovette Safe-Lock Eppendorf Biopur®.- Le microprovette da 0,5 ml sono ottimizzate per le tecniche di PCR, quelle da 0,5 ml e 1,5 ml possono essere centrifugate sino a 30000 xg



| Code        | Description                                       | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| LLG09409320 | Microprovette Safe-Lock, 0,5 ml, in               | 500 pz    |
| LLG09409331 | Microprovette Safe-Lock, 1,5 ml, in               | 1000 pz   |
| LLG09409332 | Microprovette Safe-Lock, 1,5 ml, giallo           | 1000 pz   |
| LLG09409333 | Microprovette Safe-Lock, 1,5 ml, rosso            | 1000 pz   |
| LLG09409334 | Microprovette Safe-Lock, 1,5 ml, blu              | 1000 pz   |
| LLG09409335 | Microprovette Safe-Lock, 1,5 ml, verde            | 1000 pz   |
| LLG09409336 | Microprovette Safe-Lock, 1,5 ml, ambra            | 1000 pz   |
| LLG09409341 | Microprovette Safe-Lock, 2,0 ml, in               | 1000 pz   |
| LLG09409342 | Microprovette Safe-Lock, 2,0 ml, giallo           | 1000 pz   |
| LLG09409343 | Microprovette Safe-Lock, 2,0 ml, rosso            | 1000 pz   |
| LLG09409344 | Microprovette Safe-Lock, 2,0 ml, blu              | 1000 pz   |
| LLG09409345 | Microprovette Safe-Lock, 2,0 ml, verde            | 1000 pz   |
| LLG09409346 | Microprovette Safe-Lock, 2,0 ml, ambra            | 1000 pz   |
| LLG09409352 | Microprovette Safe-Lock, 0,5 ml, blu              | 500 pz    |
| LLG09409353 | Microprovette Safe-Lock, 0,5 ml, verde            | 500 pz    |
| LLG09409354 | Microprovette Safe-Lock, 0,5 ml, giallo           | 500 pz    |
| LLG09409355 | Microprovette Safe-Lock, 0,5 ml, rosso            | 500 pz    |
| LLG09409356 | Microprovette Safe-Lock, 0,5 ml, ambra            | 500 pz    |
| LLG09409357 | Microprovette Safe-Lock, 0,5 ml, colori assortiti | 500 pz    |
| LLG09409358 | Microprovette Safe-Lock, 1,5 ml, colori assortiti | 1000 pz   |



| Code        | Description                                       | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| LLG09409359 | Microprovette Safe-Lock, 2,0 ml, colori assortiti | 1000 pz   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

