

**Butirrometri per Latte originali Gerber****Gerber Instruments**

Butirrometri per Latte originali Gerber. Con etichetta satinata sul bulbo, collo piano, senza tappo, per quantità di latte di 10.73- 11ml. Tutti i butirrometri sono prodotti secondo gli standard ISO 488IDF 105.



Code	Description	Packaging
LLG06073298	Butirrometri per Latte originali Gerber, Grasso 0 - 5 %, Divisione 0,1 , Standard ISO, Accessori Code A, B, E, F	1 pz
LLG06224904	Butirrometri per Latte 0-8% F collo liscio	1 pz
LLG06225776	Milk butyrometer 0-10%:0.1	1 pz
LLG06226307	Butirrometro per latte 0-9% F	1 pz
LLG06236033	Butirrometro per latte 0-12%:0,1	1 pz
LLG06236845	Butirrometro per latte originale Gerber, standard 0-14%, grad. 0,2	1 pz
LLG06266488	Butirrometro per latte 0-16%:0,2	1 pz
LLG06803740	Butirrometro per latte 0-7% F	1 pz
LLG09112565	Butirrometro per latte originale Gerber, standard 0-4%, grad. 0,05	1 pz
LLG09112588	Butirrometro per latte originale Gerber, standard 0-6%, grad. 0,1	1 pz