

**Apparati di estrazione completi e compatti, con riscaldamento****Behr**

Apparati di estrazione completi e compatti, con riscaldamento.

Sistemi di estrazione compatti e completi con base di supporto, mantello riscaldante, supporto per vetreria, tubi e vetreria (pallone di reazione a fondo tondo, estrattore, refrigerante di Dimroth). Regolazione del riscaldamento variabile.

- pratico stativo per tenere il condensatore ben fissato all'estrattore
- dimensioni dell'estrattore da 30 mL a 1000 mL
- l'uso di estrattori con rubinetto allontana la necessità di ogni distillazione aggiuntiva dopo l'estrazione
- condensatori con connessioni a vite per i tubi



Code	Description	Packaging
LLG09843777	Sistema per estrazione grassi, per 30 ml con palloni da 100 mL	1 pz
LLG09843778	Sistema per estrazione grassi, 100 ml con palloni da 250 mL	1 pz
LLG09843779	Sistema per estrazione grassi, 250 ml con palloni da 500 mL e rubinetto	1 pz
LLG09843786	Sistema per estrazione grassi, 100 ml con palloni da 250 mL e rubinetto	1 pz
LLG09843835	Sistema per estrazione grassi, 60 ml con palloni da 250 mL	1 pz
LLG09843836	Sistema per estrazione grassi, 30 ml con palloni da 100 mL e rubinetto	1 pz
LLG09843837	Sistema per estrazione grassi, 60 ml con palloni da 250 mL e rubinetto	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

