

**Bottiglia serie 350 con Tappo, PE-HD****Kautex**

Bottiglia serie 350 con tappo, PE-HD. Colore naturale. Graduatoria blu e tappo a vite. Con o senza rubinetto alla base. Diametro interno del collo 50 mm. Si prega ordinare il rubinetto separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09011009	Damigiane PE-HD 5 L, 1 Maniglia, Ø 167x330 h mm	1 pz
LLG09011010	Damigiane PE-HD 10 L, 1 Maniglia, Ø 206x427 h mm	1 pz
LLG09011025	Damigiane PE-HD 25 L, 2 Maniglie, Ø 278x580 h mm	1 pz
LLG09011060	Damigiane PE-HD 60 L, 2 Maniglie, Ø 346x823 h mm	1 pz
LLG09011069	Damigiane PE-HD 5 L, c/connessione rubinetto, 1 Maniglia, Ø 167x330 h mm	1 pz
LLG09011071	Damigiane PE-HD 10 L, c/connessione rubinetto, 1 Maniglia, Ø 206x427 h mm	1 pz
LLG09011072	Damigiane PE-HD 25 L, c/connessione rubinetto, 2 Maniglie, Ø 278x580 h mm	1 pz
LLG09011076	Damigiane PE-HD 60 L, c/connessione rubinetto, 2 Maniglie, Ø 346x823 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

