

**Butirrometri per latte in polvere Teichert con accessori****Gerber Instruments**

Butirrometri per latte in polvere Teichert con accessori. Metodo gravimetrico per 2,5 g di latte in polvere, bulbo chiuso con etichetta satinata, collo Ø 17/18 mm, con tappo in gomma e punta in vetro.



Code	Description	Packaging
LLG09112569	Butirrometri di precisione, per latte in polvere	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

