



Accessori per Butirrometri

Gerber Instruments

Accessori per Butirrometri.



Code	Description	Packaging
LLG06202638	Tappo in gomma singolo conico 35x11/16mm, resistente agli acidi, per latte, latte scremato e Butirrometri per Crema Koehler	1 pz
LLG06203883	Accessori per Butirrometri - tappo in gomma GERBAL-F	1 pz
LLG06204137	Accessori per Butirrometri - punta di regolazione GERBAL-F, in ottone nuchelato	1 pz
LLG06224906	Tappo in gomma doppio cono, Ø 12/14x36 mm	1 pz
LLG06234037	Becco in vetro per butirrometri per latte in polvere	1 pz
LLG06262314	Becher in vetro con 2 fori per butirrometri per burro	1 pz
LLG06264750	Imbuto in vetro per introdurre e pesare latte in polvere nel butirrometro;	1 pz
LLG09112573	Tappo in gomma per butirrometri GERBAL-M, 23,5 mm	1 pz
LLG09112574	Chiave di regolazione per GERBAL-M	1 pz
LLG09112575	Tappo in gomma per butirrometri, 30 x 17.5/20mm, con foro per becher	1 pz
LLG09112576	Tappo in gomma, 15x10.5/13 mm, per butirrometri con 2 aperture	1 pz
LLG09112577	Bicchiere in vetro per butirrometri per crema	1 pz
LLG09112578	Bicchiere in vetro per butirrometri per formaggio	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

