


**Coni di sedimentazione, in plastica, SAN****Kartell**

Coni di sedimentazione, in plastica, SAN. Tipo Imhoff. DIN 12672. SAN trasparente (stirene acrilonitrile). Con tappo a vite per scarico del contenuto. Resistenti a temperature fino a 85°C.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09304280 | Coni Imhoff, SAN, con tappo a vite, grad. fino a 1000 ml | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

