

**Provette Eppendorf® 5.0 ml****Eppendorf**

Provette Eppendorf® 5.0 ml. - Funzionamento ergonomico: Semplice, pratico ed ergonomico funzionamento ad una mano. Larga etichetta.- Design coperchio: Coperchio incernierato per minimizzare l'evaporazione del campione durante la conservazione e l'incubazione in un ampio range di temperatura da -86°C a +80°C- Materiale: Polipropilene di qualità eccezionalmente alta, libero da plastificanti, bio cidi o agenti distaccanti, per affidabili risultati di test.- Purezza certificata: Disponibili con Test di lotto e Qualità Certificata Eppendorf, pulizia PCR, Sterili e livelli di purezza Eppendorf Biopur®- Centrifugazione sicura: Massima sicurezza e stabilità per centrifugazione fino a 25.000 xg con protocolli rapidi ed efficienti- Forma conica: Compatibili con accessori per provette coniche da 1.5ml - possono essere utilizzati molti racks e adattatori già esistenti- Recupero campione: Disponibili in materiale LoBind® Eppendorf per massimo recupero di campioni preziosiOltre gli 80°C, si prega di utilizzare la Clip per apertura Provette Cod. 9.409 294



Code	Description	Packaging
LLG09409277	Provette Eppendorf ® 5.0 mL, PP, Provette Eppendorf® 5.0ml, Qualità Eppendorf™,, 2 sacchetti da 100	200 pz
LLG09409278	Provette Eppendorf ® 5.0 mL, PP, Provette Eppendorf® 5.0 ml, PCR clean, 2 sacchetti da 100	200 pz
LLG09409279	Provette Eppendorf® 5.0 ml, Sterili, Contenuto confezione 10 sacchetti da 20	200 pz
LLG09409288	Provette Eppendorf ® 5.0 mL, PP, Provette Eppendorf® 5.0 ml, Biopur®, sacchetto da 50, confezionate singolarmente	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

