

**Pinza per bicchiere****BOCHEM**

Pinza per bicchiere. Branche rivestite in silicone (resistono fino a +240°C).  
Marchio di verifica TÜV. Lunghezza braccio: 160 mm.



| Code        | Description                                                             | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09310010 | Pinze per bicchieri di vetro, lungh. 300 mm, apertura ganasce 50-100 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

