



Kit forbici di alta precisione, 5 pezzi, acciaio inossidabile, anti-magnetiche, anti-acido

Ideal-tek

Kit forbici di alta precisione, 5 pezzi, acciaio inossidabile, anti-magnetiche, anti-acido. Kit di pinzette di precisione, made in Swiss, finiture di alta qualità, acciaio inossidabile resistente agli acidi, anti-magnetico, in una scatola di cartone rigido con inserto in poliuretano. 5 pinze: 120 mm, bordi piatti, punte sottili 120 mm, piatte, accurate, punte rotonde 110 mm, molto taglienti, punte sottili 110 mm, punte extra sottili 115 mm, molto fini, punte ricurve 45°.



Code	Description	Packaging
LLG09160124	Set di pinzette ad alta precisione, 5 parti	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

