



Kit forbici di alta precisione, 5 pezzi, acciaio inossidabile, anti-magnetiche, anti-acido

**Ideal-tek**

Kit forbici di alta precisione, 5 pezzi, acciaio inossidabile, anti-magnetiche, anti-acido. Kit di pinzette di precisione, made in Swiss, finiture di alta qualità, acciaio inossidabile resistente agli acidi, anti-magnetico, in una scatola di cartone rigido con inserto in poliuretano. 5 pinze: 120 mm, bordi piatti, punte sottili 120 mm, piatte, accurate, punte rotonde 110 mm, molto taglienti, punte sottili 110 mm, punte extra sottili 115 mm, molto fini, punte ricurve 45°.



| Code        | Description                                 | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| LLG09160124 | Set di pinzette ad alta precisione, 5 parti | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

