

**Dinamometro serie CH****Kern & Sohn****Bilance per carichi appesi CH**

Comode per appendere carichi.

- Ideali per rapido controllo delle merci ricevute e in spedizione, adatte anche per scatole
- Funzione di memoria dati: per una facile lettura del peso, il display può essere "congelato" in modi diversi. O automaticamente quando il valore di pesatura rimane invariato o manualmente premendo il tasto Hold.
- Gancio (acciaio)
- Nastro di misura, estraibile, lunghezza 100 cm
- Visualizzazione del picco di carico (memoria picco), frequenza di misura 5 Hz
- Batterie incluse, blocco 9 V, tempo di utilizzo ca. 20 h, funzione AUTO OFF per conservare la batteria (può essere spenta)



Code	Description	Packaging
LLG06089410	Bilance per carichi appesi CH 15K20, 90x30x176,5 mm, port.15 kg, prec.20 g	1 pz
LLG06300325	Bilance per carichi appesi CH 50K50, 90x30x176,5 mm, port.50 kg, prec.50 g	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

