

**Dinamometro serie CH****Kern & Sohn****Bilance per carichi appesi CH**

Comode per appendere carichi.

- Ideali per rapido controllo delle merci ricevute e in spedizione, adatte anche per scatole
- Funzione di memoria dati: per una facile lettura del peso, il display può essere "congelato" in modi diversi. O automaticamente quando il valore di pesatura rimane invariato o manualmente premendo il tasto Hold.
- Gancio (acciaio)
- Nastro di misura, estraibile, lunghezza 100 cm
- Visualizzazione del picco di carico (memoria picco), frequenza di misura 5 Hz
- Batterie incluse, blocco 9 V, tempo di utilizzo ca. 20 h, funzione AUTO OFF per conservare la batteria (può essere spenta)



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06089410 | Bilance per carichi appesi CH 15K20, 90x30x176,5 mm, port.15 kg, prec.20 g | 1 pz      |
| LLG06300325 | Bilance per carichi appesi CH 50K50, 90x30x176,5 mm, port.50 kg, prec.50 g | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

