



Portapillole in vetro AR con Tappo PE a pressione

Resch Laborglas

Portapillole in vetro AR con tappo PE a pressione. Chiusura ermetica.



Code	Description	Packaging
LLG09400211	Portacampioni c/tappo a pressione, 3 ml, Ø c/tappo 19 mm, h c/tappo 31 mm	200 pz
LLG09400215	Portacampioni c/tappo a pressione, 5 ml, Ø c/tappo 19 mm, h c/tappo 41 mm	200 pz
LLG09400220	Portacampioni c/tappo a pressione, 10 ml, Ø c/tappo 21 mm, h c/tappo 51 mm	200 pz
LLG09400225	Portacampioni c/tappo a pressione, 10 ml, Ø c/tappo 22 mm, h c/tappo 46 mm	200 pz
LLG09400230	Portacampioni c/tappo a pressione, 25 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 51 mm	250 pz
LLG09400235	Portacampioni c/tappo a pressione, 15 ml, Ø c/tappo 24 mm, h c/tappo 53 mm	200 pz
LLG09400240	Portacampioni c/tappo a pressione, 20 ml, Ø c/tappo 27 mm, h c/tappo 56 mm	200 pz
LLG09400250	Portacampioni c/tappo a pressione, 20 ml, Ø c/tappo 25 mm, h c/tappo 71 mm	200 pz
LLG09400260	Portacampioni c/tappo a pressione, 30 ml, Ø c/tappo 28 mm, h c/tappo 76 mm	200 pz
LLG09400270	Portacampioni c/tappo a pressione, 40 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 81 mm	200 pz
LLG09400280	Portacampioni c/tappo a pressione, 50 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 101 mm	200 pz
LLG09400290	Portacampioni c/tappo a pressione, 100 ml, Ø c/tappo 34 mm, h c/tappo 146mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

