



**Portapillole in vetro AR con Tappo PE a pressione**

**Resch Laborglas**

Portapillole in vetro AR con tappo PE a pressione. Chiusura ermetica.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09400211 | Portacampioni c/tappo a pressione, 3 ml, Ø c/tappo 19 mm, h c/tappo 31 mm   | 200 pz    |
| LLG09400215 | Portacampioni c/tappo a pressione, 5 ml, Ø c/tappo 19 mm, h c/tappo 41 mm   | 200 pz    |
| LLG09400220 | Portacampioni c/tappo a pressione, 10 ml, Ø c/tappo 21 mm, h c/tappo 51 mm  | 200 pz    |
| LLG09400225 | Portacampioni c/tappo a pressione, 10 ml, Ø c/tappo 22 mm, h c/tappo 46 mm  | 200 pz    |
| LLG09400230 | Portacampioni c/tappo a pressione, 25 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 51 mm  | 250 pz    |
| LLG09400235 | Portacampioni c/tappo a pressione, 15 ml, Ø c/tappo 24 mm, h c/tappo 53 mm  | 200 pz    |
| LLG09400240 | Portacampioni c/tappo a pressione, 20 ml, Ø c/tappo 27 mm, h c/tappo 56 mm  | 200 pz    |
| LLG09400250 | Portacampioni c/tappo a pressione, 20 ml, Ø c/tappo 25 mm, h c/tappo 71 mm  | 200 pz    |
| LLG09400260 | Portacampioni c/tappo a pressione, 30 ml, Ø c/tappo 28 mm, h c/tappo 76 mm  | 200 pz    |
| LLG09400270 | Portacampioni c/tappo a pressione, 40 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 81 mm  | 200 pz    |
| LLG09400280 | Portacampioni c/tappo a pressione, 50 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 101 mm | 200 pz    |
| LLG09400290 | Portacampioni c/tappo a pressione, 100 ml, Ø c/tappo 34 mm, h c/tappo 146mm | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

