

**Boîte de congélation Nalgene Mr. Frosty, en PC****Thermo Scientific****Boîte de congélation Nalgene Mr. Frosty, en PC**

Bouchon à visser en HDPE bleu, de diamètre 120 mm, portoir pour tubes en HDPE blanc. Pièce intercalaire en mousse. Taux de refroidissement 1°C/min. Tubes faciles à enlever. Emplacements numérotés. Empilables.



Code	Description	Packaging
LLG09400945	Boîte de congélation Nalgene Mr. Frosty, en PC, Pour tubes 1,0 ... 2,0 ml, Ø 117 mm, Hauteur 86 mm, Nombre de tubes 18	1 pz
LLG09400990	Boîte de congélation Nalgene Mr. Frosty, en PC, Pour tubes 3,6 ml, Ø 117 mm, Hauteur 151 mm, Nombre de tubes 12	1 pz
LLG09400991	Boîte de congélation Nalgene Mr. Frosty, en PC, Pour tubes 4,5 ... 5,0 ml, Ø 117 mm, Hauteur 151 mm, Nombre de tubes 12	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

