

**Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, PC****Nalge**

Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, PC. Scatola in PC con tappo di chiusura a vite in PE-HD blu, diam. 120 mm, supporto a 18 posti per criovials da 1,2 e 2,0 ml, in PE-HD bianco. Inserti in schiuma, per un lento e costante raffreddamento di 1°C/min. Vial facilmente rimovibili, posizioni numerate ed etichette per semplice identificazione. Impilabili.



Code	Description	Packaging
LLG09400945	Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 18 provettine 1,0-2,0 ml	1 pz
LLG09400990	Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 12 provettine 3,6 ml	1 pz
LLG09400991	Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 12 provettine 4,5-5,0 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

