



Barattolo con Tappo a vite, PE-HD

Kartell

Barattolo con tappo a vite, PE-HD. Contenitore cilindrico con parete spessa. Tappo a vite.



Code	Description	Packaging
LLG09401850	Contentitori cilindrici, in PE-LD, 5 ml, Ø c/tappo 21 mm, h c/tappo 36 mm	1 pz
LLG09401851	Contentitori cilindrici, in PE-LD, 10 ml, Ø con tappo 21 mm, h con tappo 58 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG09401852	Contentitori cilindrici, in PE-LD, 30 ml, Ø c/tappo 35 mm, h c/tappo 53 mm	1 pz
LLG09401853	Contentitori cilindrici, in PE-LD, 60 ml, Ø con tappo 35 mm, altezza con tappo 94 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 5 CONF. O MULTIPLI DI 5 CONF.	1 pz
LLG09401854	Contentitori cilindrici, in PE-LD, 90 ml, Ø c/tappo 55 mm, h c/tappo 63 mm	1 pz
LLG09401855	Contentitori cilindrici, in PE-LD, 180 ml, Ø c/tappo 55 mm, h c/tappo 110 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

