


**Capsule Petri, PS****Greiner Bio-One**

Capsule Petri, PS. Non sterili. Per batteriologia. Con o senza ventilazione. In versione leggera o rinforzata.



Code	Description	Packaging
LLG06052085	Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 145x20 mm, ventilate, leggere	120 pz
LLG06510005	Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 100x20 mm, ventilate, rinforzata	360 pz
LLG09408035	Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 35x10 mm, ventilate, leggere	740 pz
LLG09408040	Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 60x15 mm, ventilate, leggere	600 pz
LLG09408094	Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 94x16 mm, non ventilate, leggere	480 pz
LLG09408095	Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 94x16 mm, ventilate, leggere	480 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

