




**Capsule Petri, PS**

**Greiner Bio-One**

Capsule Petri, PS. Non sterili. Per batteriologia. Con o senza ventilazione. In versione leggera o rinforzata.



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06052085 | Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 145x20 mm, ventilate, leggere    | 120 pz    |
| LLG06510005 | Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 100x20 mm, ventilate, rinforzata | 360 pz    |
| LLG09408035 | Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 35x10 mm, ventilate, leggere     | 740 pz    |
| LLG09408040 | Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 60x15 mm, ventilate, leggere     | 600 pz    |
| LLG09408094 | Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 94x16 mm, non ventilate, leggere | 480 pz    |
| LLG09408095 | Capsule Petri, in PS, per batteriologia, 94x16 mm, ventilate, leggere     | 480 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

